

49 Mycoplasma List that can be detected through e-Myco™ Mycoplasma PCR Detection Kit (Ver. 2.0)

No.	Mycoplasma	Expected PCR product size
1	<i>A. laidlawii</i>	268 bp
2	<i>M. adleri</i>	270 bp
3	<i>M. agalactiae</i>	270 bp
4	<i>M. alkalescens</i>	270 bp
5	<i>M. anseris</i>	269 bp
6	<i>M. arginini</i>	270 bp
7	<i>M. arthritidis</i>	270 bp
8	<i>M. auris</i>	270 bp
9	<i>M. bovis genitalium</i>	270 bp
10	<i>M. bovirhinis</i>	271 bp
11	<i>M. bovis</i>	270 bp
12	<i>M. buccale</i>	269 bp
13	<i>M. californicum</i>	269 bp
14	<i>M. canadense</i>	270 bp
15	<i>M. caviae</i>	270 bp
16	<i>M. citelli</i>	268 bp
17	<i>M. cloacale</i>	269 bp
18	<i>M. columbinasale</i>	269 bp
19	<i>M. columbinum</i>	270 bp
20	<i>M. equirhinis</i>	269 bp
21	<i>M. falconis</i>	271 bp
22	<i>M. faucium</i>	268 bp
23	<i>M. felifaucium</i>	269 bp
24	<i>M. fermentans</i>	270 bp
25	<i>M. gallinarum</i>	270 bp
26	<i>M. gateae</i>	270 bp
27	<i>M. hominis</i>	269 bp
28	<i>M. hyorhinis</i>	272 bp
29	<i>M. hyosynoviae</i>	269 bp
30	<i>M. iguanae</i>	270 bp
31	<i>M. indiense</i>	269 bp
32	<i>M. iners</i>	269 bp
33	<i>M. leopharyngis</i>	269 bp
34	<i>M. maculosum</i>	269 bp
35	<i>M. meleagridis</i>	269 bp
36	<i>M. moatsii</i>	270 bp
37	<i>M. mustelae</i>	268 bp
38	<i>M. opalescens</i>	270 bp
39	<i>M. orale</i>	269 bp

Type	PCR Size
I	268 bp
II	269 bp
III	270 bp
IV	271 bp
V	272 bp
VI	277 bp

We Bring The World Of Biotechnology To You



www.bocascientific.com

(781) 686-1631

info@bocascientific.com

40	<i>M. oxoniensis</i>	268 bp
41	<i>M. penetrans</i>	277 bp
42	<i>M. primatum</i>	270 bp
43	<i>M. pulmonis</i>	271 bp
44	<i>M. salivarium</i>	269 bp
45	<i>M. spermatophilum</i>	269 bp
46	<i>M. sualvi</i>	270 bp
47	<i>M. subdolum</i>	270 bp
48	<i>M. synoviae</i>	268 bp
49	<i>M. verecundum</i>	268 bp

We Bring The World Of Biotechnology To You



www.bocascientific.com

(781) 686-1631

info@bocascientific.com